

Lista de control diaria del paciente



- Asegúrese de que las notificaciones estén activadas (consulte la Guía de referencia rápida)
- Asegúrese de que la conexión Bluetooth esté activada, deberá conectarse a DoctellaPPG en su dispositivo inteligente
- Permanezca a 6 pies del dispositivo electrónico en todo momento
- La aplicación deberá mantenerse encendida en todo momento
- Asegúrese que su dispositivo inteligente este con carga a todo momento
- Responda las preguntas de la aplicación Masimo Safety Net diariamente
- Si los síntomas cambian, vuelva a responder las preguntas.
** Por ejemplo, si no tuvo fiebre por la mañana y tiene fiebre por la tarde, vuelva a responder las preguntas y responda Sí a la fiebre
- Consulte la guía de indicadores luminosos según sea necesario para los próximos pasos, para determinar la duración y la función de la batería
- Si los números no aparecen en la pantalla de la aplicación, retire y vuelva a insertar el chip en el sensor
- No se bañe con el sensor. Antes de banarse, llame al 786-533-4444 para notificarles. Recuerde ponerse el sensor de inmediato al terminar el baño.
- Al cambiar la tira adhesiva, alterne los dedos para no lesionar la piel
- El chip es reusable. No lo bote a la basura. Debe mantener el chip fuera del alcance de los niños, es un peligro de asfixia.
- Si tiene inquietudes o preguntas relacionadas con su dispositivo, llame al 786-533-4444.**



Reusable Chip